






## Fiche technique REF 68.06.05

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.06.05	Triaca Crochet pour tissus mous étroit6x55mm 12cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826452155
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-028
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,017	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	6x55mm 12cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		