








Fiche technique REF 68.15.50

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.15.50	Mershon Positionneur de fil 15cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826119010
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-879
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,041	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	15cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		