



Fiche technique REF 68.23.16A

25.08.2026

Données générales			
Référence	68.23.16A	Vis à tête cruciforme auto-coupant avec blocage 2.4 16mm Ti	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	46638	GTIN	04046826537302
Classe de risque	(EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;B001;01;P8
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G689480
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	2.4 16mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		