





Fiche technique REF 68.24.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.24.03	Sachse Scie sagittale avec Poignée en silicone bleu	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44491	GTIN	04046826431853
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	16-716
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G682402
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9) ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		