





## Fiche technique REF 68.24.06

11.12.2025

| Données générales   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| Référence   | 68.24.06   | Sachse Scie Osseo avec Poignée en silicone bleu |                |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane                                   | 90189084       |
| GMDN  | 44491  | GTIN  | 04046826431860 |
| Classe de risque  | 2a (EU MDD)  | Code UMDNS                                      | 16-716         |
| Classification  | 6 (EU MDD)   | Base UDI-DI                                     |                |
| Poids (kg)  | 0,000  | Mode d'emploi                                   | G682405        |
| Sans latex  | non applicable   | Instructions de retraitement                    | MPK02          |
|              |  |   |                |
| Medicon médias  | 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )<br>450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)<br>451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)<br>453.17.00_DEU (Le Fort I Plaque selon Rustemeyer allemand INTRO)<br>453.17.00_ENG (Le Fort I Plaque selon Rustemeyer anglais INTRO)<br>453.17.00_ESP (Le Fort I Plaque selon Rustemeyer espanol INTRO) |   |                |
| Image principale  |  | Image détaillée                                 |                |
|            |  |   |                |
| <b>Conditions de stockage</b><br>Aucune précaution particulière de conservation n'est requise |  |   |                |
| <b>Matériaux</b>  |  |   |                |
|   | <b>N° de matériau (Désignation DIN)</b>  |   |                |
| <b>Partie principale Poignée</b>  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)  |   |                |