









## Fiche technique REF 68.24.40

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.24.40	Kirschner Pièce à main d'angle p broches de kirschner	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44491	GTIN	04046826119287
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,239	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
 60 °C	 90 %	 1060 hPa	
	 700 hPa		
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		