




Fiche technique REF 68.24.86

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.24.86	adaptateur de nettoyage LL/INTRA LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826464981
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-726
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	0
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4035 (X46CrS13)		