





Fiche technique REF 68.30.01

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|------------------------------|----------------|
| Référence | 68.30.01 | tournevis coudé 19cm 13:1 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 33968 | GTIN | 04046826119553 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 13-517 |
| Classification | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,153 | Mode d'emploi | G683001 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon médias | 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 19cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste) | | |