



## Fiche technique REF 68.30.05

11.12.2025

| Données générales |                |                                     |                    |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Référence         | 68.30.05       | conduite manuelle p tournevis coudé |                    |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                       | 90189084           |
| GMDN              | 47829          | GTIN                                | 04046826119560     |
| Classe de risque  | 1 (EU MDR)     | Code UMDNS                          | 13-517             |
| Classification    | 1 (EU MDR)     | Base UDI-DI                         | 4046826;N004;04;XN |
| Poids (kg)        | 0,111          | Mode d'emploi                       | GATDN00X           |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement        |                    |



Medicon médias 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)  
451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure)

## Image principale

## Image détaillée



## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

## N° de matériau (Désignation DIN)

Partie principale KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)