





Fiche technique REF 68.30.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.30.10	tournevis coudé faible rapport 19cm 6.5:1	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826380656
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-517
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G683001
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	19cm 6.5:1	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		