





Fiche technique REF 68.30.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.30.20	insert de perçage p VisØ 1.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826119621
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-521
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,004	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias	450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 1.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)		