





Fiche technique REF 68.30.43

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.30.43	insérer p tournevis coudé p vis en croix micro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826314170
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-517
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4057 (X17CrNi16-2)		