






Fiche technique REF 68.30.53

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|--|---|----------------|
| Référence | 68.30.53 | insérer p tournevis coudé p vis en croix mini | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 33968 | GTIN | 04046826385279 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 13-517 |
| Classification | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,000 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon médias | 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | |  | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4057 (X17CrNi16-2) | | |