







## Fiche technique REF 68.51.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.51.02	Tessier écarteur mobilisateur droite	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33432	GTIN	04046826120016
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-028
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,095	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		