







## Fiche technique REF 68.70.30

11.12.2025

Données générales							
Référence	68.70.30	plaque gauche Ti Mini L P/2					
Unité de vente	boîte/2	No. de douane	90211090				
GMDN	46642	GTIN	04046826120153				
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050				
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI					
Poids (kg)	0,009	Mode d'emploi	G687004				
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06				
  							
Medicon médias							
Image principale		Image détaillée					
							
<p><b>Conditions de stockage</b></p> <p>Aucune précaution particulière de conservation n'est requise</p>							
<p><b>Matériaux</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N° de matériau (Désignation DIN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Partie principale</td> <td>3.7035 (ASTM_Grade_2)</td> </tr> </tbody> </table>					N° de matériau (Désignation DIN)	Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)
	N° de matériau (Désignation DIN)						
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)						