







Fiche technique REF 68.70.31A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.70.31A	plaque droite Ti Mini L P/2	
Unité de vente	boîte/2	No. de douane	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826340469
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		