







Fiche technique REF 68.70.40A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.70.40A	plaque gauche 100° Ti Mini L	
Unité de vente	boîte/2	No. de douane	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826340605
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	100°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		