







## Fiche technique REF 68.73.37

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.73.37	plaque droite Pont profil bas15mm Ti Mini L	
Unité de vente	boîte/2	No. de douane	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826121044
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	15mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		