







## Fiche technique REF 68.74.68

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.74.68	plaque droite+gauche Pont Rigide 110° 8mm Ti Mini L	
Unité de vente	boîte/2	No. de douane	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826403553
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-050
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	110° 8mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		