







Fiche technique REF 68.75.23A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.75.23A	Urgence Vis à tête fendue rouge auto-coupant 2.3x7.0mm Ti Mini	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826342920
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,009	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	2.3x7.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		