







Fiche technique REF 68.75.35A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.75.35A	Vis gris auto-coupant 2.0x15mm Ti Mini	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826343064
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,011	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	2.0x15mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		