







Fiche technique REF 68.75.86

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.75.86	Aarhus vis syst 1.6 8.0mm 2.5mm p/5	
Unité de vente	boîte/5	No. de douane	90211090
GMDN	46536	GTIN	04046826121778
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	G689920
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	451.09.34 (Prospectus Aarhus Mini-Implant System)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	8.0mm 2.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		