






Fiche technique REF 68.76.16

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.76.16	poignée avec Manchon de trocart p Système 2.0+2.4	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35095	GTIN	04046826121921
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-930
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		