



Fiche technique REF 68.76.30

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.76.30	Système de support de plaque 2.4 à l'adresse suivante : Manchon de trocart for 68.76.16	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35095	GTIN	04046826305857
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-930
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)