







Fiche technique REF 68.76.41

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.76.41	Pince à plier les tôles 13cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47637	GTIN	04046826122119
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-221
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Poids (kg)	0,070	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	451.08.13 (prospectus distract intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) 451.08.22 (prospectus distract transant p machoire supérieure) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire) 453.12.00 (Epiplating)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	13cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		