








Fiche technique REF 68.76.43

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.76.43	Instrument d'adaptation pour le système 2.014cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47870	GTIN	04046826122133
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-172
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,019	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	14cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4057 (X17CrNi16-2)		