





Fiche technique REF 68.76.45

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.76.45	Stryker Foret hélicoïdal avec rouge Anneau Ø 1.45x25mm 115mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90184910
GMDN	10520	GTIN	04046826401436
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-341
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G930100
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 1.45x25mm 115mm	Revêtement	Diluant pour peinture
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)		