







Fiche technique REF 68.76.53

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.76.53	pince pour tenir les vis p Système 1.5/2.018cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	42500	GTIN	04046826122225
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	14-257
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Poids (kg)	0,032	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	453.12.00 (Epiplating)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4024 (X15Cr13)		