








Fiche technique REF 68.76.57

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.76.57	Jauge de profondeur des trous de forage p Système 2.420cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32845	GTIN	04046826122263
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-237
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		