





## Fiche technique REF 68.76.84

11.12.2025

| Données générales  |                                  |  |                |
|--|----------------------------------|--|----------------|
| Référence  | 68.76.84                         | Stryker Foret hélicoïdal avec rouge Anneau Ø 1.45x20mm 115mm |                |
| Unité de vente   | pièce                            | No. de douane  | 90184910       |
| GMDN   | 10520                            | GTIN   | 04046826312350 |
| Classe de risque   | 2a (EU MDD)                      | Code UMDNS   | 11-341         |
| Classification   | 6 (EU MDD)                       | Base UDI-DI  |                |
| Poids (kg)   | 0,000                            | Mode d'emploi  | G930100        |
| Sans latex   | non applicable                   | Instructions de retraitement                                 | MPK02          |
|   |                                  |  |                |
| Medicon médias   |                                  |  |                |
| Image principale   |                                  | Image détaillée  |                |
|  |                                  |  |                |
| Dimensions   | Ø 1.45x20mm 115mm                | Revêtement   |                |
| Conditions de stockage   |                                  |  |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                       |                                  |  |                |
| Matériaux  |                                  |  |                |
|  | N° de matériau (Désignation DIN) |  |                |
| Partie principale  | 1.4112 (X90CrMoV18)              |  |                |