




Fiche technique REF 68.76.91

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.76.91	Trocart avec Stop 16.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47457	GTIN	04046826122539
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-930
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK08
			
Medicon médias	451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	16.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9) PPSU (Polyphenylsulfon)		