





Fiche technique REF 68.79.33

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.79.33	Manchon de trocart35mm MiniBucc for 68.79.26	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826463793
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-260
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK11-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	35mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		