







## Fiche technique REF 68.80.41

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.80.41	Vis de protection pour les plaques d'épithèses	
Unité de vente	boîte/5	No. de douane	90213990
GMDN	47748	GTIN	04046826123697
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-055
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G688030
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	453.12.00 (Epiplating )		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		