








Fiche technique REF 68.80.45

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.80.45	Poste de base p Plaques d'épithèses4.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826123734
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-055
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	G688030
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	453.12.00 (Epiplating)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	4.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		