







Fiche technique REF 68.80.57

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.80.57	Douille de forage double p Vis de 3 et 5 mm for 68.80.53/54	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826447274
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-930
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	453.12.00 (Epiplating)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		