






## Fiche technique REF 68.80.60

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.80.60	boucon d'impression épithétique P/2	
Unité de vente	boîte/2	No. de douane	90189084
GMDN	38578	GTIN	04046826123796
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-467
Classification	(EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	453.12.00 (Epiplating )		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		