



Fiche technique REF 68.80.65

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Référence | 68.80.65 | Vis de fixation for 68.80.64 | |
| Unité de vente | boîte/2 | No. de douane | 90213990 |
| GMDN | 47748 | GTIN | 04046826123826 |
| Classe de risque | 2b (EU MDD) | Code UMDNS | 16-055 |
| Classification | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,001 | Mode d'emploi | G688030 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK06 |
|    | | | |
| Medicon médias | 453.12.00 (Epiplating) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |