






Fiche technique REF 68.80.68

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|----------------------------------|---|----------------|
| Référence | 68.80.68 | Insert magnétique p Plaques d'épithèses | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90213990 |
| GMDN | 38578 | GTIN | 04046826123833 |
| Classe de risque | N.A. (EU MDD) | Code UMDNS | |
| Classification | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,001 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | | Instructions de retraitement | MPK06 |
|   | | | |
| Medicon médias | 453.12.00 (Epiplating) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|   | | | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 3.7065 (ASTM_Grade_4) | | |