











## Fiche technique REF 68.80.84

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.80.84	Insert magnétique p Plaques d'épithèses Ø 5.1x1.6mm Maxi	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826387402
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 5.1x1.6mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
 15 °C — 30 °C			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7065 (ASTM_Grade_4)		