







Fiche technique REF 68.80.89

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.80.89	plaque p prothèse de l'oreille sans goupille anti-rotation Ti CMS	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826470524
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	13-049
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G688053
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias	453.12.00 (Epiplating)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7035 (ASTM_Grade_2)		