



## Fiche technique REF 68.80.90

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.80.90	Insert magnétique p Poste de base de l'épithèse Ø 4.4mm 1.9mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90213990
GMDN	60909	GTIN	04046826546168
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK06
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	Ø 4.4mm 1.9mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		