



Fiche technique REF 68.82.51

25.08.2026

Données générales			
Référence	68.82.51	lifting des sinus élévateur d/e6mm 20.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826124229
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Poids (kg)	0,039	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
		 	
Dimensions	6mm 20.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4104 (X14CrMoS17)		