








## Fiche technique REF 68.82.57

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.82.57	Stiller sinuslift éleveur Une double fin rétrograde 3mm 22cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826124274
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Poids (kg)	0,039	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	3mm 22cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4104 (X14CrMoS17)		