








## Fiche technique REF 68.82.58

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.82.58	Stiller compresseur Ø 4mm double 18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826124281
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;04;ak;6M
Poids (kg)	0,045	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	Ø 4mm 18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4104 (X14CrMoS17)		