



Fiche technique REF 68.82.75

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.82.75	moulin à os Ø 68x110mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826124298
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	2,173	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.06.90 (prospectus Cristaca)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 68x110mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4112 (X90CrMoV18)		