







Fiche technique REF 68.82.81

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Référence | 68.82.81 | Wang raspoire pour la fente palatine droite 18cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35559 | GTIN | 04046826124311 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 13-291 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Poids (kg) | 0,032 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK03-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.03.01 (prospectus jeu d'instr Köln) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|   | | | |
| Dimensions | 18cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale Poignée | 1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |