







Fiche technique REF 68.83.03A

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|---|---|----------------|
| Référence | 68.83.03A | Vis à tête fendue gris auto-coupant 1.5x3.5mm Ti Mikro P/10 | |
| Unité de vente | boîte/10 | No. de douane | 90211090 |
| GMDN | 61837 | GTIN | 04046826344436 |
| Classe de risque | 2b (EU MDD) | Code UMDNS | 16-101 |
| Classification | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,010 | Mode d'emploi | G687004 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK06 |
|    | | | |
| Medicon médias | 451.08.13 (prospectus distrac intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 1.5x3.5mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |