







Fiche technique REF 68.83.11A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.83.11A	Vis à tête fendue gris auto-coupant 1.5x11mm Ti Mikro P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826344597
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,009	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	1.5x11mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		