







Fiche technique REF 68.83.12A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.83.12A	Vis à tête fendue gris auto-coupant 1.5x12mm Ti Mikro P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826344610
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	G687004
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	1.5x12mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		