






Fiche technique REF 68.83.46A

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.83.46A	Micro-vis auto-f vert1.5x5mm P/10	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826533809
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G687004USA
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	1.5x5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		